

DE MEEST VERFIJNDE

Geïntegreerde technologieën in één torische lens om de mogelijkheden in de correctie van astigmatisme te vergroten


OpticAlign™
DESIGN

HET COMPLETE SYSTEEM

VERFIJND zodat de ogen van astigmaten **COMFORTABEL EN GEZOND AANVOELEN**^{3,4,5,6,7}


Advanced
MoistureSeal®
TECHNOLOGY

+ ComfortFeel
TECHNOLOGY



De enige torische lens die in synergie met de traanfilm werkt en zo de homeostase van het oogoppervlak helpt te behouden⁷ en uitzonderlijk comfort biedt gedurende een volle 16 uur draagtijd^{3,4,5,6}

VERFIJND om lensmateriaal en ooglidbeweging op elkaar af te stemmen: **STABILISEERT SNEL EN BLIJFT STABIEL**^{10,11*}




*binnen een bereik van 10°
*bij elke knipperslag

HET COMPLETE DESIGN

VERFIJND om sferische aberratie te verminderen voor **SCHERP, HELDER ZICHT**^{3,4,14}



Verminderde sferische aberratie over het volledige sterktebereik (<0.1µm)^{14,15}



(HD) HighDefinition
OPTICS

Geoptimaliseerd voor elke sterkte, per 0,25D op beide meridianen, voor **scherp, helder zicht** en om **halo's en schitteringen** te helpen verminderen, ook bij weinig licht^{3,4,14}



Lage modulus⁷



Thin Edge Design¹⁰



Eenvoudige handling^{3,4}



UV-filter¹⁶⁺



Hoge Dk¹⁰

+ UV-absorberende contactlenzen zijn GEEN vervanging voor UV-werende oogbescherming zoals een zonnebril of veiligheidsbril met UV-filter, omdat ze het oog en de omliggende zone niet volledig bedekken. Blijf UV-werende oogbescherming gebruiken zoals aanbevolen.

LEEF OP VOLLE SNELHEID

Astigmaten van nu verwachten meer

Denk aan het langer dragen van contactlenzen, meer tijd spenderen op schermen of vaker autorijden in het donker; hedendaagse torische contactlensdragers **eisen meer**

Verwachting vs. realiteit

95%

wenst een torische contactlens die consistent, helder zicht gedurende de hele dag biedt², maar...

31%

ervaart wazig zicht²

82%

zou zijn torische lenzen graag langer comfortabel willen dragen², maar...

38%

kan ze niet zo lang dragen als gewenst²

92%

wil een torische contactlens die de ooggezondheid ondersteunt²

BRENG UW DRAGERS VERDER MET EEN NIEUWE TORISCHE LENS DIE DE VERWACHTING OVERTREFT EN HEN OPTIMAAL LAAT PRESTEREN

GO BEYOND LIMITS¹

Gespreksonderwerpen

- 1 Neem elk detail waar met **scherp en helder zicht**, bij weinig licht of tijdens het rijden in het donker, zonder halo's en schitteringen³⁴
- 2 Geniet van het leven zonder restricties, hoe actief u ook bent, met **consistent stabiel zicht**^{34,7}
- 3 Draag uw lenzen **langer** terwijl uw ogen **gezond blijven aanvoelen**^{34,5,6,7,8}
- 4 Helpt een gezonde toestand van het oog te behouden en levert een volle **16 uur comfort**^{34,5,7}



PARAMETERS

MATERIAAL	Kalifilcon A
LENSDESIGN TECHNOLOGIE	OpticAlign™ Design + HighDefinition Optics
TECHNOLOGIE LENS MATERIAAL	Advanced MoistureSeal® Technology + ComfortFeel Technology
WATERGEHALTE	55%
ZUURSTOF TRANSMISSIE	107 Dk/t @ -3.00D
BASISKROMMING	8.6 mm
DIAMETER	14.5 mm
MIDDENDIKTE	0.10 mm @ -3.00D
SFERISCHE STERKTE	+4.00D tot -6.00D in stappen van 0.25D, -6.50D tot -8.00D in stappen van 0.50D
CILINDERSTERKTE	-0.75D, -1.25D, -1.75D, -2.25D, -2.75D
ASSTANDEN	10° - 180° (in stappen van 10°), afhankelijk van de cilindersterkte*
HANDLING TINT	Lichtblauw
MODALITEIT	Dagelijks
UV-FILTER	Ja (klasse II)
MODULUS	0.5 MPa
VERPAKKING	30-pack


2450
PARAMETERS

*Lage min: (plano tot -6.00D) -0.75D, -1.25D en -1.75D cil. in asstand 10° tot 180°; -2.25D en -2.75D cil. in asstand 10°, 20°, 70° tot 110° en 160° tot 180°
Hoge min: (-6.50D tot -8.00D) -0.75D, -1.25D en -1.75D cil. in asstand 10°, 20°, 70° tot 110° en 160° tot 180°
Plus: (+0.25D tot +4.00D) -0.75D, -1.25D en -1.75D cil. in asstand 10°, 20°, 70° tot 110° en 160° tot 180°

1. Only Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY for Astigmatism contact lenses are optimized with the OpticAlign™ Design for stability, a unique moisture + comfort system with Advanced MoistureSeal® and ComfortFeel Technologies, plus a complete design of high Dk/t, low modulus, UV blocking and High Definition Optics. The advanced Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY for Astigmatism contact lenses deliver stability, clarity, comfort, and health through its complete system working together to support a healthy ocular environment and provide an exceptional wear experience. 2. Bausch + Lomb Toric Lens Claims Study, AMC Global, May 2023. 3. Results from a 7-investigator, multi-site 2-week study of Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism contact lenses on 157 current soft contact lens wearers. 2017. 4. Clinical Claims Support Memo - kalifilcon A Daily Disposable (DD) SHly for Astigmatism. 5. Schaller et al. Use of a novel extended blink test to evaluate the performance of two polyvinylpyrrolidone containing, silicone hydrogel contact lenses. Clinical Ophthalmology 2018;12:819-825. 6. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses - Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. 7. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021. 8. Schaller, J. Steffen, R. Reindel, W. A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO, October 2020. 9. Evaluation of uptake and retention of packaging solution components by kalifilcon A Lenses, 2021. 10. kalifilcon A for Astigmatism (Toric) Design Description. 11. Orientation Characteristics of kalifilcon A Daily Disposable Toric Contact Lenses Compared to Commercially Available Daily Disposable Toric Contact Lenses. 12. Davis RL, Elden B. Problem solving soft toric contact lenses. Csispectrum.com. Feb 1, 2013. Accessed Dec 13, 2023. csispectrum.com/issues/2013/february-2013/problem-solving-soft-toric-contact-lenses. 13. Blink Pattern Considerations during the Development of Bausch + Lomb Toric Lenses. 14. Spherical Aberration Control of kalifilcon A for Astigmatism (Toric). 15. DD Toric SA Optical Competitive Comparison PDF. 16. U.S. Food & Drug Administration 510(k) Summary K200528; Bausch + Lomb (kalifilcon A) Soft (hydrophilic) Contact Lens. May 2020. 17. Results of an online survey with patients who completed an evaluation program for Bausch + Lomb ULTRA® for Astigmatism contact lenses and wore their trial lenses for ≥4 days (n=426). Survey results include patients who strongly agreed, agreed, or slightly agreed (on a 6-point agreement scale) with the surveyed statement, with a margin of error up to ±2.7%. 2017. 18. Project BAB Toric - Understanding consumers' motivations, needs and decision-making drivers for Toric lens, MMR, Mar. 2022.

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY en MoistureSeal® zijn handelsmerken van Bausch & Lomb Incorporated of haar dochterondernemingen. Alle andere product-/merkenamen en/of logo's zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. ©2026 Bausch + Lomb Incorporated. Bausch + Lomb Netherlands BV. Koolhovenlaan 110, 1119 NH Schiphol. Bausch + Lomb contactlenzen en lenscareproducten zijn medische hulpmiddelen. CE 0050. P5219 | 09.2026

BAUSCH + LOMB



DE MEEST VERFIJNDE

Stabiel | Helder | Comfort | Gezondheid

Breng uw praktijk en uw contactlensdragers verder dan u ooit voor mogelijk hield



Live the ULTRA Life.

BAUSCH + LOMB